

the CIC expert material **supra**



addition supra®

Spezialsilikon für die IO/CIC-Abformtechnik

- niedrigviskose, cremige Ausgangskonsistenz
- hervorragende Fließeigenschaften, thixotrop; läuft nicht aus dem Ohr
- drucklose Ohrabformung, kein Verdrängen von Weichgewebe
- maximale Detailschärfe, leicht zu entformen
- sehr hohes Rückstellvermögen, extrem reißfest
- ideale Endhärte 35 Shore A, gut zu bearbeiten, sicher & hautfreundlich



DETAX

Ettlingen/Germany
www.detax.de