

# supra

the CIC expert material



## addition supra®

Spezialsilikon für die IO/CIC-Technik,  
enge Gehörgänge und für Kinder

### Produktvorteile:

- niedrigviskose Ausgangskonsistenz,  
für die drucklose Ohrabformung
- hervorragende Fließigenschaften,  
kein Verdrängen von Weichgewebe
- maximale Detailschärfe,  
leicht zu entformen
- extrem hohes Rückstellvermögen,  
besonders reißfest
- 35 Shore A Endhärte,  
sicher & hautfreundlich



**addition supra® 8 x 50 ml**  
Automix1 & Automix2 System!