

ultra

for perfect impressions



addition ultra®

Premiumsilikon für die drucklose Ohrabformung, universell einsetzbar

Produktvorteile:

- weiche, cremige Ausgangskonsistenz, läuft nicht aus dem Ohr
- hochwertige Inhaltsstoffe für maximale Abformpräzision
- hohes elastisches Rückstellvermögen, rei- & weiterzerreifest
- langzeitdimensionsstabil, hervorragend scanbar
- 37 Shore A Endhrte, leicht zu bearbeiten



REF 02082

addition ultra® 8 x 50 ml
Automix1 & Automix2 System!