

supra

the CIC expert material



addition supra®

Spezialsilikon für die IO/CIC-Technik,
enge Gehörgänge und für Kinder

Produktvorteile:

- niedrigviskose Ausgangskonsistenz,
für die drucklose Ohrabformung
- hervorragende Fließeigenschaften,
kein Verdrängen von Weichgewebe
- maximale Detailschärfe,
leicht zu entformen
- extrem hohes Rückstellvermögen,
besonders reißfest
- 35 Shore A Endhärte,
sicher & hautfreundlich



REF 02305

addition supra® 8 x 50 ml
Automix1 & Automix2 System!