

# ultra

for perfect impressions



## addition ultra®

Premiumsilikon für die drucklose Ohrabformung, universell einsetzbar

### Produktvorteile:

- weiche, cremige Ausgangskonsistenz, läuft nicht aus dem Ohr
- hochwertige Inhaltsstoffe für maximale Abformpräzision
- hohes elastisches Rückstellvermögen, reiß- & weiterzerreißfest
- langzeitdimensionsstabil, hervorragend scanbar
- 37 Shore A Endhärte, leicht zu bearbeiten



**addition ultra® 8 x 50 ml**  
Automix1 & Automix2 System!