


simply the best

cost/performance ratio



green eco



Premium Ohr-Abformsilikon

Universelle, knetbare Abformmasse, additionsvernetzend, mittlere, leicht druckaufbauende Konsistenz, Premium-Qualität, unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.

3 Jahre-Produktgarantie!

Produktvorteile: Hohes Rückstellvermögen durch neuartiges Elastomer, reißfest, dimensions- und formstabil; ideale Endhärte: 40 Shore A.

- extrem zeichnungsscharf, standfest (fließt nicht aus dem Ohr)
- optimale Mischkontrolle durch Kontrastfarben: grün und gelb
- klebfrei mit „snap set effect“ – gesteuerte Vulkanisationskinetik im Ohr
- schnell und einfach weiterzubearbeiten, hervorragend scanbar



130 x