


*bioplast 60 – jetzt auch transparent*

# die neue Klar Klasse



## **bioplast clear**

Klar-transparentes Silikon zur Herstellung weichelastischer Otoplastiken, z.B. HdO und Gehörschutz im Labor

### **Produktvorteile**

- höchster Tragekomfort durch weichelastische Einstellung
- unverwüstlich und dauerhaft haltbar
- extrem reißfest
- hochelastische 60 Shore A Endhärte
- leicht zu bearbeiten (schleifen, fräsen)
- hautfreundlich & biokompatibel

