

zum Befüllen
von Castformen

earflex[®]

Otoplastiksilikon für weiche HdO- & Schutzplastiken

- PNP-Verfahren oder 3D-Cast Technik
- mit verlängerter Verarbeitungszeit,
speziell zur Serienfertigung
- extra leichtfließend für niedrigen
Auspressdruck
- dauerelastisch, extrem reißfest
- hautfreundlich & biokompatibel
- klar, rosa-transparent und
alle Regenbogenfarben
- in 25, 40 oder 60 Shore A

NEU
Anwendungsclip

You Tube



DETAX

Ettlingen/Germany
www.detax.de