


Vielfalt statt Einfalt



earflex[®]

**für soft-flexible HdO- & Schutzplastiken
speziell für die Serienfertigung im Labor**



- *niedrigviskoses A-Silikon mit verlängerter Verarbeitungszeit*
- *extra leichtfließend für niedrigeren Auspressdruck*
- *dauerelastisch, weichflexibel, langzeitfarbstabil*
- *höchster Tragekomfort für anspruchsvolle Patienten*
- *hautfreundlich & biokompatibel*
- *leicht zu bearbeiten, extrem reißfest*
- *klar, rosa-transparent und alle Regenbogenfarben*
- *in 40 oder 60 Shore A*