

Ästhetik durch Transparenz



earflex

für soft-flexible HdO- & Schutzplastiken

- *höchster Tragekomfort, weichflexibel*
- *für anspruchsvolle Patienten, hautfreundlich*
- *hochtransparent, mit Vergilbungsschutz*
- *dauerelastisches A-Silikon, leichtfließend*
- *verlängerte Verarbeitungszeit, für die Serienfertigung im Labor*
- *leicht zu bearbeiten, besonders reißfest*
- *klar-transparent oder rosé-transparent*
- *40 oder 60 Shore A*

