

## DETAX GmbH & Co. KG, Ettlingen

### Auf die Plätze - fertig - weiß.....

...hieß es in diesem Jahr, als am DETAX-Stand eine Weltneuheit präsentiert wurde: addition chroma®, die erste Abformmasse mit Farbumschlag. Von blau nach weiß in 3 Minuten - der Farbwechsel zeigt zuverlässig an, dass der Abbindevorgang vollständig abgeschlossen ist und die Ohrabformung entnommen werden kann. Eine echte Arbeitserleichterung für den Akustiker und konsequente Weiterentwicklung hekömmlicher Ohrabformmassen. Nach nur 3 Minuten Ohrverweildauer kann die Abformung entnommen werden - durch die ideale Endhärte von 35 Shore A lässt sich das Material leicht entfernen. Die Ohrabformung bleibt selbst nach starker Belastung, deformationsfrei. Abformungen aus addition chroma® enthalten keine störenden Farbpigmente und sind hervorragend scanbar. Durch den Einsatz weiterentwickelter Co-Polymerer ist das Silikonmaterial besonders hochwertig. Die Abformungen bleiben selbst bei längerer Lagerung form- und volumenstabil und lassen sich hervorragend weiterverarbeiten.



### bioplast: Alleskönner ganz in weiß

Das additionsvernetzende Silikon zur indirekten und direkten Herstellung weichelastischer Otoplastiken, z.B. HdO und Gehörschutz, jetzt auch in weiß und wahlweise 40 oder 60 shore A. Ohrstücke aus bioplast sind unverwüstlich, dauerhaft haltbar, leicht zu bearbeiten, hauptfreundlich & biokompatibel und extrem reißfest - einfach Alleskönner! Und noch ein Silikon mit Farbeffekt: aquaplus® magic, zur Herstellung von Profischwimmenschutz-Otoplastiken, ändert seine Farbe mit der Temperatur. Schwimmschutzotoplastiken aus aquaplus® magic lassen sich mühelos bearbeiten und bieten höchsten Tragekomfort.



Allen Besuchern unseres Standes ein herzliches Dankeschön für den lebhaften Dialog - wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.