

Schlüsseln mit langen Trocknungszeiten und lästiger Hautbildung.

Die neuen Silikonlacke sind da!

Trocknen schnell, haften besser, glänzen länger.



express coat wischfest nach 8 Min.

schnelltrocknender Einkomponentenlack, lufttrocknend, glättet und egalisiert, ideale Fließeigenschaften, brillantes Finish

dip coat

ohne lästige Hautbildung
spezieller Tauchlack für Ohrabformungen und Silikonohrstücke, hochglänzend, niedrigviskos, extrem starke Haftung, kalthärtend

bio coat ohne Lösemittel

Speziallack für Silikon-Otoplastiken, geruchsneutral, biokompatibel, heißhärtend

supercoat nano

mit Nano-Silber
antibakterieller Versiegelungslack für Ohrstücke & Otoplastiken aus Silikon, lufttrocknend, dauerhafter Schutz vor Bakterien