

addition[®] chroma

die erste Abformmasse mit Farbumschlag



Das erste additionsvernetzende Abformsilikon mit Farbumschlag von blau nach weiß in 3 Minuten. Der Farbwechsel von blau nach weiß zeigt an, dass der Abbindevorgang komplett abgeschlossen ist und die Abformung entnommen werden kann. Diese visuelle Abbindkontrolle stellt eine echte Arbeitserleichterung dar und ist somit die konsequente Weiterentwicklung herkömmlicher Ohrabformmassen.

Produktvorteile:

- maximale Detailschärfe, niedrigviskos, ITE geeignet
- nur 3 min. Ohrverweildauer
- visuelle Abbindekontrolle durch
- Farbumschlag von blau nach weiß
- thixotrop, läuft nicht aus dem Ohr
- ideale Endhärte 35 Shore A
- hervorragend scanbar