

basic A

all-inclusive silicone



Universelle Abformmasse, knetbar, leicht druckaufbauend, reißfest, form- und volumenstabil, hohe Abformschärfe, additionsvernetzend, unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.

Produktvorteile:

- *klebfrei, weichgeschmeidig*
- *praktisch schrumpffrei*
- *hautfreundlich & biokompatibel*
- *Ohrverweildauer: 3:00 Min.*
- *ideale Endhärte, 35 Shore A*
- *besonders wirtschaftlich*