

NEU: 60 Shore - jetzt auch in weiß!

bioplast white **Alleskönner ganz in weiß**



Das additionsvernetzende Silikon zur indirekten (im Labor) und direkten Herstellung weichelastischer Otoplastiken, z.B. HdO und Gehörschutz. Bei Bedarf kann die fertige Otoplastik mit einem speziellen Silikonlack, z.B. supercoat nano, dauerhaft antibakteriell versiegelt werden.

Produktvorteile:

- höchster Tragekomfort durch weichelastische Einstellung
- unverwüstlich und dauerhaft haltbar
- extrem reißfest
- hochelastische 40 oder 60 Shore A Endhärte
- leicht zu bearbeiten (schleifen, fräsen)
- hautfreundlich & biokompatibel