

kein Verdrängen von Weichgewebe, sehr gut verformbar

# das klügere gibt nach!



## Detaseal® *function*

### Das erste A-Silikon für die Funktionsabformung

Detaseal® *function* wurde speziell für die funktionelle Abformung in der Totalprothetik entwickelt. Die definierte **plastische Phase** und eine verlängerte Abbindephase im Mund, garantieren ein bequemes Ausführen der Funktionsbewegungen.

new!

- Ideale Konsistenz, weichgeschmeidig, sehr gut verformbar, auf die bewegliche Schleimhaut abgestimmt. Auch für schwierige Kieferverhältnisse geeignet
- Sämtliche Muskelfunktionen werden detailscharf reproduziert (plastische Phase), ohne Verdrängen von Weichgewebe.
- Mit Randgestaltungsspritze zur funktionellen Randgestaltung, vereinfacht das Beschicken des Löffelrandes.



2 x 80 ml Dispenser  
inkl.  
Randgestaltungsspritze