


einfach, alles  
besser

# für Perfektionisten



## Implant Mask

flexible gingival mask - easy to trim

Die Morphologie des Zahnfleisches ist eine wertvolle Informationsquelle bei der Konstruktion erstklassiger Implantate. Implant Mask wurde **speziell für diese Anwendung** entwickelt.

- Gleichmäßiges Umfließen der Abdruckpfosten durch hohe Fließfähigkeit. Absolut detailscharf durch innovative Füllstoffmatrix auf der Basis von A-Silikon.
- Perfekte Reproduktion: Gingivalsulcus, Interdentalpapillen und relevante Gewebsektionen. Beliebig oft reponierbar, dauerhaft dimensionsstabil.
- Kurze Abbindezeit. Ideal zu bearbeiten (schleifen, fräsen) durch optimale Endhärte von 70 Shore A.

**mini-mix  
Kartusche:**  
freihändig  
applizierbar

