

für Perfektionisten

*einfach, alles
besser*



Implant Mask

flexible gingival mask - easy to trim


Die Morphologie des Zahnfleisches ist eine wertvolle Informationsquelle bei der Konstruktion erstklassiger Implantate. Implant Mask wurde **speziell für diese Anwendung** entwickelt.



Gleichmäßiges Umfließen der Abdruckpfosten durch hohe Fließfähigkeit. Absolut detail-scharf durch innovative Füllstoffmatrix auf der Basis von A-Silikon.



Perfekte Reproduktion: Gingival-sulcus, interdental Papillen und relevante Gewebsektionen. Beliebiger oft reponierbar, dauerhaft dimensionsstabil.



Kurze Abbindezeit. Ideal zu bearbeiten (schleifen, fräsen) durch optimale Endhärte von 70 Shore A.

**mini-mix
Kartusche:**
freihändig
applizierbar

