

von 0 auf 80 in 60 Sek.

die neue Klar Klasse



glassbite

das erste klar-transparente Bisstragat mit 80 Shore A

- **thixotrop + standfest**, fließt nicht in Interdentalräume
- **hohe Endhärte**, kein Nachfedern, ideal weiter zu bearbeiten
- **extrem kurze Mundverweildauer**, härtet in nur 60 Sek. vollständig aus
- mit **Konturierungsdüsen**: für flache, sparsame Applikation und präzise Erfassung relevanter Arbeitsbereiche

new

vielseitig einzusetzen

- ... als **Matrix-Material** bei der Lichthärtung von Kompositen, Positionierungshilfe
- ... als Stempelmaterial, für lichthärtende Füllungen (Inlays & Onlays)
- ... zur Labial-Abformung bei licht-härtenden Veneers und Schalen
- ... in der KFO, zur Fixierung und Positionierung von Brackets
- ... als Vorwall in der Verblendtechnik und Provisoriumsherstellung
- ... als Wax-up Schlüssel

