

Das ist die Härte!

12 GRATIS
Konturierungsdüsen

**Bissregistrat auf
A-Silikon-
basis**



greenbite *apple*

■ **Extrem kurze Mundverweildauer**

Nach nur 60 Sekunden ist das Bissregistrat vollständig ausgehärtet.



■ **Maximale Endhärte von 45 Shore D**

Ideal zum Weiterverarbeiten (schneiden, fräsen).

■ **„Grüner-Apfel“-Aroma**

Das patientenfreundliche, angenehme „Grüner-Apfel“-Aroma erzeugt keine Geschmacksirritationen und unterstützt eine stressfreie Bissnahme.



■ **Konturierungsdüsen**

Zur präzisen und materialsparenden Applikation.

■ **Thixotrop und standfest**

Kein Einfließen in Interdentalräume; leichte Bissnahme – ohne Abreißen zu entnehmen.