

... auf die Plätze fertig gelb



greenbite colour

Bissregistrator mit Farbumschlag in 50 Sekunden

- **visuelle Abbindekontrolle:** Farbumschlag von grün nach gelb zeigt an, dass der Abbindevorgang abgeschlossen ist
- mit **Konturierungsdüsen:** Für flache, sparsame Applikation und präzise Erfassung relevanter Arbeitsbereiche; **thixotrop + standfest**, fließt nicht in Interdentalräume.
- Besonders patientenfreundlich durch **extrem kurze Mundverweildauer**, härtet in nur 50 Sek. vollständig aus.
- Schmeckt angenehm nach „**grüner Apfel**“, unterstützt die **stressfreie Bissnahme**.
- **Maximale Endhärte** von Shore D 45, ideal zum Weiterverarbeiten (schneiden, fräsen).

IDS
Neuheit

Extra
12 Konturierungstips

