

... und es geht doch:

zeitgleich abformen mit *putty* und *wash*!

onetime perfect

das erste A-Silikon für die 1zeitige Abformtechnik, das mit Sicherheit funktioniert.



- kein Verdrängen
- kein Verschlieren
- keine Saugnasen

... durch optimal abgestimmte Materialkonsistenzen. Hochviskoses putty baut bereits bei der Positionierung den idealen Staudruck auf. Thixotropes Washmaterial fließt unter Druck und wird vom putty nicht verdrängt.



- kein Vorabdruck
- kein Zeitverlust

... durch kurze Mundverweildauer (nur 2 Minuten) bei flexibler Verarbeitungszeit, durch neue thermogesteuerte Abbindekinetik. Die Beschleunigung des Abbindevorgangs erfolgt erst intraoral bei 37°C (snap set Effekt).

