

# NEU

... und es geht doch:

# zeitgleich abformen mit *putty* und *wash!*

das erste A-Silikon  
für die 1zeitige  
Abformtech-  
nik, das mit  
Sicherheit  
funktioniert.



## onetime<sup>®</sup> perfect

- kein Verdrängen
- kein Verschlieren
- keine Saugnasen



- kein Vorabdruck
- kein Zeitverlust

... durch optimal abgestimmte Materialkonsistenzen. Hochviskoses putty baut bereits bei der Positionierung den idealen Staudruck auf.

Thixotropes Washmaterial fließt unter Druck und wird vom putty nicht verdrängt.

... durch kurze Mundverweildauer (nur 2 Minuten) bei flexibler Verarbeitungszeit, durch neue thermogesteuerte Abbindekinetik. Die Beschleunigung des Abbindevorgangs erfolgt erst intraoral bei 37°C (snap set Effekt).



In jeder Packung:  
**FLOWCHART**  
zur Schnellübersicht

Anstieg der Shore-Härte nach Einbringung in den Mund

Verarbeitungs-Phase

Einbringen in den Mund

beschleunigte Abbinde-Phase

Schnell-Abbinden durch Mundtemperatur

**2 Minuten**  
Mundverweildauer

durch snap set Effekt

37 °C