

einfach, alles besser


für Perfektionisten



Implant Mask

Spezialsilikon zur Herstellung flexibler Zahnfleischmasken für Implantatarbeiten, additionsvernetzend

new!



- Gleichmäßiges Umfließen der Abdruckpfosten durch **hohe Fließfähigkeit**.
- Perfekte Reproduktion: Gingivalsulcus, Papillen und relevante Gewebsektionen. Beliebig oft reponierbar, **dauerhaft dimensionsstabil**.



- **Ideal zu bearbeiten** durch optimale Endhärte von 70 Shore D.
- Universelle und zuverlässige Isolierung durch **Separating Agent** für alle Silikon- und Polyethermaterialien.

mini-mix
Kartusche



Implant Mask
02529 Standardpackung
2 x 10 ml Kartuschen
6 Mischkanülen, hellgrün
15 ml Separating Agent

50 Years
Jahre
| 1954 - 2004 |