

IMPLANTATE

implantlink® semi

Detax

Der erste semipermanente Implantatzement für Suprakonstruktionen.

Produktvorteile:

- Kraftschlüssige, kaustabile Zementierung.
- Stressfreies Zementieren durch ausreichend lange Verarbeitungszeit (80 Sek.).
- Deutlich geringerer Verdrängungswiderstand als herkömmliche Zemente.
- Rückstände lassen sich mühelos (großstückig, krümelfrei) entfernen.
- Extrem niedrige Schichtstärke, nur 8 µm für maximale Passgenauigkeit.
- Höchste Randspaldichte durch hochvernetzte, nicht spröde Kunststoffstruktur.
- Beschädigungsfreies Entfernen der Restauration.
- Flexible Verarbeitungszeiten durch duales Härtersystem, kontrollierte Gelphase.
- Kompatibel mit allen Materialkombinationen.
- Farbe: natural opak, zur Abdeckung (opaquern) metallischer Abutments.
- Antibakteriell, eugenolfrei, geruchs- & geschmacksneutral.

Art.-Nr. 30860



Standardpackung:

5 ml Kartusche mini-mix 4:1,
10 Mischkanülen, braun,
1 Flowchart

Pckg. 34,90 €



Fachinformation

implantlink® semi

Removable Implant Cement, semipermanent

Langzeitprovisorischer Implantatzement auf kaustabiler Zementierung von Suprakonstruktionen, dualhärtend

* Fachbroschüre auf
Anfrage erhältlich.



Standardpckg.

€ 34,90

