

## tempofit® premium – als Provisorium fast zu schade

Gerade bei provisorischen Arbeiten steht der Zahnarzt vor der Herausforderung, trotz wirtschaftlicher Aspekte alle medizinischen Anforderungen zu erfüllen. Zudem spielt die ästhetische Komponente eine immer größere Rolle – der Patient erwartet nicht nur eine bestmögliche Kau- und Sprachfunktion, sondern auch eine natürliche Optik.

Mit tempofit® premium steht nun ein kompromisslos gutes Bis-Acryl-Komposit für Kronen- und Brückenprovisorien zur Verfügung, das allen Ansprüchen gerecht wird. Hervorragende Produkteigenschaften – u. a. minimale Schrumpfung, höchste Biege- und Abrasionsfestigkeit, Farbstabilität über die gesamte Tragedauer – werden bedingt durch den Einsatz neuartiger Polymerharzmatrix, verstärkt durch langzeit-farbstabile Pigmente und silaniserte Glaspigmente.

### Eine einfache und schnelle Verarbeitung ist garantiert:

Direkt aus der 10:1 Automix-Kartusche wird die vorbereitete Abformung befüllt. Die definierte plastische Phase ermöglicht eine sichere Entnahme des Provisoriums. Minimale Polymerisationstemperatur verhindert Irritationen von Pulpa und Gingiva. Anschließend wird das Provisorium ohne großen Aufwand bearbeitet – Provisorien aus tempofit® premium sind ausgezeichnet schleif- und hochglanzpolierbar.

tempofit® premium begeistert durch einfaches Handling, Passgenauigkeit und Bruchstabilität. Die Patienten profitieren von einer neuen, angenehmen Oberflächenbeschaffenheit, ohne jegliche Beeinträchtigung wie z. B. durch Temperaturentwicklung oder Geschmack.



### KONTAKT

DETX GmbH & Co. KG  
Carl-Zeiss-Straße 4, 76275 Ettlingen  
Tel.: 07243/510-0, Fax: 07243/510-100