

implantlink® semi

Detax

Der erste semipermanente Implantatzement für Suprakonstruktionen.

Produktvorteile:

- Kraftschlüssige, kaustabile Zementierung.
- Stressfreies Zementieren durch ausreichend lange Verarbeitungszeit (80 Sek.).
- Deutlich geringerer Verdrängungswiderstand als herkömmliche Zemente.
- Rückstände lassen sich mühelos (großstückig, krümellos) entfernen.
- Extrem niedrige Schichtstärke, nur 8 µm für maximale Passgenauigkeit.
- Höchste Randspaltdichte durch hochvernetzte, nicht spröde Kunststoffstruktur.
- Beschädigungsfreies Entfernen der Restauration.
- Flexible Verarbeitungszeiten durch duales Härterssystem, kontrollierte Gelphase.
- Kompatibel mit allen Materialkombinationen.
- Farbe: natural opak, zur Abdeckung (opaquern) metallischer Abutments.
- Antibakteriell, eugenolfrei, geruchs- & geschmacksneutral.

30860

30860 30860 30860 30860 30860

Standardpackung:

5 ml Kartusche mini-mix 4:1,
10 Mischkanülen, braun,
1 Flowchart

Pckg. 34,90 €



Pckg. 5 ml Kartusche

34,90

Geld
zurück
Garantie

