

## NEU: implantlink® semi Forte

Die meisten Implantologen zementieren heute die Suprakonstruktionen, anstatt sie zu verschrauben. Auf die Vorteile der Wiederabnehmbarkeit möchte man aber dennoch nicht verzichten. Geht es Ihnen auch so, dass Sie sich gerne diese Option offen halten möchten? Mit **implantlink® semi** haben Sie die Möglichkeit, die kaustabil zementierte Implantatprothetik in den ersten Monaten bei Bedarf wieder beschädigungsfrei abnehmen zu können. Die ideal eingestellten Hafteigenschaften garantieren die sichere Retention der Suprakonstruktion und gleichzeitig ein problemloses, beschädigungsfreies Entfernen der Restauration, selbst nach längerer Tragezeit. Die hochvernetzte, nicht spröde Kunststoffstruktur sorgt für höchste Randspaltdichte und verschließt den Spaltraum zwischen Abutment und Suprastruktur zuverlässig, die Frakturanfälligkeit wird reduziert. Dabei haftet das Material nicht am Weichgewebe und Rückstände lassen sich mühelos entfernen. **implantlink® semi** ist kompatibel mit Materialkombinationen und weist durch die geringe Filmdicke



von nur 8 µm im Gegensatz zu herkömmlichen Zementen einen deutlich geringeren Verdrängungswiderstand auf.

Neu **implantlink® semi Forte**, mit verstärkter Haftung und Druckfestigkeit, speziell für die semipermanente Befestigung auf individualisierten, in der Haftungsfläche reduzierten oder besonders kleinen Aufbauten.

Mit diesen charakteristischen Produkteigenschaften erfüllen

**implantlink® semi Classic & Forte** die gestiegenen Anforderungen an einen semipermanenten Implantatzement in idealster Weise.

(Produktvideo „alles Wesentliche in 2,5 Min.“ unter [www.detax.de/implantlink/clip](http://www.detax.de/implantlink/clip))

### KONTAKT

DETAX GmbH & Co.KG  
Carl-Zeiss-Str. 4  
76275 Ettlingen  
Infotelefon: 07243/510-201