

## **monoprint supra intelligent kombiniert**



Das eigens für die Implantologie entwickelte Abformmaterial auf A-Silikonbasis zeichnet sich durch sein ausgeprägtes thixotropes Verhalten und somit optimalen Fließcharakter aus. Dadurch ist die Erfassung kleinster Details, unterstützt durch superhydrophile Eigenschaften, gewährleistet. Das Material verfügt über eine mittlere Konsistenz und ist mittelfließend.

Die hohe Endhärte von **monoprint supra** garantiert eine zuverlässige Fixierung der Abdruckpfosten in der Fixierungsabformung. Auch für die Überabformung bei kombiniertem Zahnersatz ist das Material hervorragend geeignet.

Die Standardpackung enthält 2 Kartuschen à 50 ml im Automix2-System (Base gelb, Katalysator weiß) sowie 6 Automix2-Mischkanülen.